

# APRESENTAÇÃO



Toda a informação constante neste documento é da inteira responsabilidade do fabricante das máscaras PROTECT OTHERS.  
Documento atualizado em 28/05/2020

## Produto

Máscara de proteção reutilizável - Nível 2

## Uso

Proteção de possíveis transmissões ambientais

## Matéria Prima

2 camadas - Tecido 100% Poliéster  
1 membrana

## Descrição

Máscara reutilizável 50 vezes  
Acabamento reutilizável 50 vezes  
Com 3 pregas  
Elásticos auriculares  
Com ajuste de nariz  
Estrutura protetora de 3 camadas  
Acabamento antibacteriano  
Com Antifúngico


## Instruções de Utilização

Antes da utilização, a peça deve ser lavada  
Lavagem simples até 60°C

## Normas e Aprovações

Aprovação pelo laboratório Equilibrium de eficiência e filtração bacteriana BFE de 95,7%  
Acabamento Antibacteriano, certificado pela Smart Inovation  
Certificado garantia de 50 lavagens de utilização  
Certificado garantia acabamento de 50 lavagens  
Certificação de não irritação de pele pelo Inovapotek

EN 14683:2019



A - Largura - 20,5 cm      B - Altura - 14 cm  
C - Ajuste de Nariz - 9 cm      D - Elástico - 57 cm  
E/F/G - Pregas - 1,5 cm

- PT PRODUZIDO EM PORTUGAL
- MÁSCARA REUTILIZÁVEL DE PROTEÇÃO
- 50 LAVAGENS DE UTILIZAÇÃO
- 2 CAMADAS 100% POLYESTER
- 1 CAMADA MEMBRANA
- ANTIFÚNGICO
- MICROBIAL <1
- LAVAGEM ATÉ 60°
- PROIBIDO LAVAR A SECO
- ACABAMENTO ANTIBACTERIANO
- COM AJUSTE DE NARIZ
- PROIBIDO PASSAR A FERRO



## PPTEX

### ETIQUETAS PRODUTOS

# PROTECT OTHERS



REUTILIZÁVEL  
50 VEZES



AJUSTÁVEL  
AO NARIZ



ANTIFÚNGICO



2 CAMADAS  
100% POLYESTER



1 CAMADA  
MEMBRANA



MICROBIAL <1



PROIBIDO  
LAVAR A SECO



LAVAGEM  
ATÉ 60°



PROIBIDO PASSAR  
A FERRO

MÁSCARA DE PROTEÇÃO - ADULTO - NÍVEL 2

OBRIGATÓRIO LAVAR ANTES DE UTILIZAR  
MANTER EM LOCAL HIGIENIZADO SEM HUMIDADE

FABRICO  
EXCEPCIONAL  
COVID-19

INSTRUÇÕES DE USO



COLOCAR A MÁSCARA  
SOBRE O NARIZ E BOCA  
E AJUSTAR  
COM OS ELÁSTICOS  
AURICULARES.



RUA ALBERTO PIMENTEL, N.º 235  
4780-386 SANTO TIROSO  
PORTUGAL

COMERCIAL@PROTECTOTHERS.PT

EN 14683:2019

FABRICADO EM  
PORTUGAL

MÁSCARA  
COVID-19  
APROVADO

20207594 EQUILIBRIUM

50 LAVAGENS - USO GERAL (NÍVEL 2)

